

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFEGUARDS BEFORE USING THIS MASSAGER.

DANGER

To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
5. Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
6. Carefully examine the covering before each use. Discard the appliance if the covering shows any sign of deterioration, such as checking, blistering, or cracking.
7. Keep Dry – Do not operate in a wet or moist condition.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrical shock or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
2. Do not operate this appliance under a blanket or pillow. Excessive heating may occur and cause fire, electric shock or injury to persons.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or disabled persons.
4. This massager contains a motor. To avoid risk of injury, it must not be used within six inches of an implantable cardiac device.
5. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
6. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return to Wahl for examination and repair.
7. Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
8. Keep the cord away from heated surfaces.
9. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
10. Do not use outdoors.
11. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
12. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
13. Do not use massager in close proximity to loose clothing or jewelry.
14. Keep long hair away from massager while in use.
15. Consult your physician before using this massager in case of pregnancy, varicose veins, recent surgery, unexplained pain, or illnesses including but not limited to heart condition, diabetes, or osteoporosis.
16. Do not use massager on:
 - a. Sensitive skin, swollen or inflamed areas, or skin eruptions;
 - b. Areas of poor circulation, or insensitive skin;
 - c. The front of the neck;
 - d. Genital areas;
 - e. Sleeping or unconscious persons.
17. Do not use this massager for more than 20 minutes in any one area.
18. Before you unplug from outlet, hold the power button for 3 seconds to turn OFF and press the heat button to turn OFF, then remove plug from outlet.
19. Temperatures sufficiently high to cause burns may occur regardless of the control setting. Do not use on an infant or disabled person or on a sleeping or unconscious person. Do not use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering.
20. When storing this product, do not crush and avoid sharp folds.
21. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings (if any) free from lint, hair or the like.
22. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep children under the age of 13 away from this machine.

Some of our massagers have heat attachments and gel packs.

For a unit that has heat:

23. Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.

For a unit that has a gel pack:

24. Never apply the frozen gel pack directly to skin as direct application may cause frostbite. Never apply the heated gel pack directly to skin as direct application may cause burns.

SOME UNITS MAY HAVE POLARIZED PLUGS

To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

CLEANING/STORAGE

Always unplug massager before cleaning.

To clean, simply wipe unit with a dry, soft cloth. Do not immerse in water or use any harsh cleaners or solvents. When storing unit, make sure cord is not twisted or kinked.

SERVICE AND REPAIR

This unit has no user-serviceable parts. If you have problems with your massager, **do not return it to store where purchased.** Send it prepaid with a note explaining the problem to:

**Wahl Clipper Corporation
Attention: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081
Telephone: (800) 767-9245**

For products purchased outside the United States, contact your Wahl distributor.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

VALID IN U.S.A. ONLY

If your Wahl product fails to operate satisfactorily within one (1) year from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace the product and return it to you **FREE OF CHARGE. Do not return this product to store where purchased.** Products needing repair under this warranty should be returned with postage pre-paid to the following address or call 1-800-767-9245 for assistance: **Wahl Clipper Corporation, Attn: Repair Department, 3001 Locust Street, Sterling, Illinois 61081.**

When mailing, please include a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift. Products out of warranty will be repaired at our standard repair charges.

This warranty does not cover products damaged by:

1. Modification or repair by anyone other than Wahl Clipper Corporation or a Wahl authorized service center;
2. Commercial (non-consumer) use or unreasonable use.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. No other written express warranty is given. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation may not apply to you. Warranty valid in U.S.A. only. Outside U.S.A., check with store for Wahl authorized distributor's warranty.

REIMBURSEMENT

This unit may qualify for reimbursement through your work FSA (flexible spending account), Medicare, Medicaid, and some insurance companies.

For Products Marked with an FCC Approval:

1. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.
3. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando use el artefacto eléctrico, siempre debe tener en cuenta precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTA MASAJEADOR.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por descarga eléctrica:

1. No toque el aparato si se ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
2. No use el aparato mientras se bañe o se lave.
3. No ponga ni guarde el aparato en un lugar donde pueda caerse a la bañera o al lavabo. No lo moje ni deje que se caiga al agua u otros líquidos.
4. Desenchufe siempre este aparato de la red eléctrica inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
5. No utilice insignias ni otro tipo de sujetadores metálicos mientras use este aparato.
6. Examine cuidadosamente la cubierta antes de cada uso. Descarte el aparato si la cubierta muestra signos de deterioro, como marcas, quemaduras o grietas.
7. Mantenga el aparato seco: no utilice en condiciones de humedad.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas o lesiones a personas:

1. Este aparato no debe dejarse solo cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la red cuando no se utilice, y antes de poner o quitar piezas.
2. No haga funcionar este aparato debajo de una manta o una almohada. Se puede producir un calor excesivo que puede causar incendios, sacudidas eléctricas o lesiones personales.
3. Es necesario supervisar con cuidado cuando este aparato sea usado por niños, en niños o cerca de niños o personas incapacitadas físicamente.
4. Esta masajeadora tiene un motor. Para evitar el riesgo de lesiones, no se debe usar en un radio de seis pulgadas de un dispositivo cardíaco implantable.
5. Use este aparato solamente para la finalidad a la que está destinado, según se describe en este manual. No use accesorios que no sean recomendados por el fabricante.
6. No haga funcionar nunca este aparato si el cordón o el enchufe está dañado, si no funciona bien o si se ha caído o dañado, o se ha mojado.
7. No lleve este aparato colgado del cordón de alimentación ni use el cordón como si fuera un asa.
8. No acerque el cordón a las superficies calientes.
9. No deje caer ni inserte nunca un objeto por cualquiera de las aberturas del aparato.
10. No lo use al aire libre.
11. No opere con productos de aerosol (pulverizador) o en lugares donde se administre oxígeno.
12. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición de apagado y desenchúfelo después de la red.
13. No utilice el masajeador demasiado cerca de cualquier ropa suelta o joya.
14. Mantenga alejado el cabello largo del masajeador mientras lo utilice.
15. Consulte a su médico antes de usar este masajeador en caso de embarazo, venas varicosas, cirugía reciente, dolor inexplicable o enfermedades tales como enfermedad cardíaca, diabetes u osteoporosis, entre otras.
16. No lo use en:
 - a. Piel sensible, áreas hinchadas o inflamadas, o erupciones de la piel;
 - b. Áreas de mala circulación o piel insensible;
 - c. Parte delantera del cuello;
 - d. Zonas genitales;
 - e. Personas dormidas o inconscientes.
17. No utilice este masajeador durante más de 20 minutos en un solo lugar.
18. Antes de desconectarlo del tomacorriente, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para APAGARLO y presione el botón de calor para APAGARLO, entonces retire el enchufe del tomacorriente.
19. Pueden desarrollarse temperaturas suficientemente altas como para causar quemaduras independientemente de la configuración del control. No utilice en bebés ni personas enfermas, inconscientes o que se encuentran durmiendo. No utilice sobre piel insensible o en una persona con mala circulación sanguínea. Controle con frecuencia la piel que entra en contacto con el área caliente del aparato para reducir el riesgo de quemadura.
20. Cuando guarde este producto, no lo aplaste y evite los dobleces marcados.
21. No opere el artefacto con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire (si hay alguna) libres de pelusas, cabello o cosas parecidas.
22. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de conocimientos o experiencia, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas con respecto al uso por una persona responsable de su seguridad. Mantener a los niños menores de trece años de edad alejados de esta máquina.

Algunas de nuestras masajeadoras tienen calefactores y compresas de gel.

Para las unidades con calefactor:

23. Use con cuidado las superficies calentadas, ya que pueden causar quemaduras graves. No lo use en zonas de piel sensible o de mala circulación. El uso desatendido de calor por parte de menores o personas incapacitadas es peligroso.

Para las unidades con compresa de gel:

24. Nunca aplique la compresa de gel congelada directamente en la piel, ya que la aplicación directa puede provocar congelación. Nunca aplique la compresa de gel calentada directamente en la piel, ya que la aplicación directa puede provocar quemaduras.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES SOLO PARA USO DOMÉSTICO

PARA UNIDADES CON ENCHUFES POLARIZADOS

Este dispositivo tiene un enchufe polarizado, para reducir el riesgo de choque eléctrico (una cuchilla es más ancha que la otra). Este enchufe solamente entra de una manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invértalo. Si no entra de ninguna manera, contacte a un electricista competente para que le instale el tomacorriente debido. No cambie el enchufe de ninguna manera.

LIMPIEZA/GUARDADO

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

Para limpiar, use simplemente un paño blando seco. No lo sumerja en agua ni use limpiadores o disolventes fuertes. Al guardar la unidad, asegúrese de que el cordón no esté retorcido.

SERVICIO Y REPARACIONES

Esta unidad no tiene piezas que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Si tiene problemas con el aparato, **no lo devuelva a la tienda donde lo compró.** Envíelo previo pago con una nota explicando el problema a: **Wahl Clipper Corporation, Attention: Repair Department, 3001 Locust Street, Sterling, Illinois 61081, Teléfono: (800) 767-9245.** En caso de productos comprados fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con su distribuidor Wahl.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

VÁLIDA EN EE. UU. SOLAMENTE

Si su producto Wahl no funciona de forma satisfactoria durante un período de un (1) año contados a partir de la fecha original de compra o de recibirlo como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá SIN CARGO.

No devuelva este producto a la tienda donde fue adquirido. Los productos que necesiten ser reparados conforme a esta garantía deben enviarse con franqueo pagado a la siguiente dirección o llame al 1-800-767-9245 para obtener asistencia:

Wahl Clipper Corporation, Attn: Repair Department, 3001 Locust Street, Sterling, Illinois 61081.

Cuando envíe un correo, incluya una nota que describa el defecto y la fecha original en que se compró o se recibió como regalo. Los productos fuera de garantía se repararán aplicando nuestros cargos de reparación estándar.

Esta garantía no cubre los productos dañados por las siguientes causas:

1. Modificación o reparación efectuada por otra persona que no pertenezca a Wahl Clipper Corporation ni a un centro de servicio autorizado por Wahl;
2. Uso comercial (no de consumidor) o no razonable.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. No se otorga ninguna otra garantía explícita por escrito. No se asume responsabilidad alguna por daños indirectos o consecuentes de cualquier tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados pueden prohibir la exclusión o la limitación de daños indirectos o consecuentes, de modo que esta limitación puede no aplicarse a su caso. Garantía sólo válida en EE. UU. Fuera de EE. UU., consulte en la tienda sobre la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.

REEMBOLSO

Esta unidad puede calificar para reembolso a través de su FSA (siglas en inglés para cuenta de gastos flexibles) laboral, Medicare, Medicaid y algunas compañías de seguros.

Para Productos Marcados con Aprobación de la FCC:

1. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseada.
2. Los cambios y modificaciones que no sean aprobados explícitamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para usar este dispositivo.
3. NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, en los términos de la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia nociva en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y usarse de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia nociva a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia nociva a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al encender y apagar el equipo, se invita al usuario a tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:
 - Reorientar o reubicar la antena de recepción.
 - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 - Conectar el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor.
 - Consultar a su distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión.