


Neck & Back Massage

Deep-Vibration Heated Massage Wrap



CLEANING/STORAGE

Always unplug massager before cleaning.

To clean, simply wipe unit with a dry, soft cloth. Do not immerse in water or use any harsh cleaners or solvents. When storing unit, make sure cord is not twisted or kinked.

For more information or Product Registration, visit massagers.wahl.com

1

OPERATING INSTRUCTIONS

Wahl's Neck & Back Massage Wrap is specifically designed to fit the neck, shoulder, and upper back areas where users have the most physical signs of pain and tension. Drape the Neck & Back Massage Wrap comfortably on your shoulders making sure the neck flap is properly in place. This unit is weighted to help stay in place. The hand grips help to customize the massage experience.

1. Insert adaptor jack into the plug on the left side of the unit.
2. Plug into a AC 120-volt outlet.
3. To turn the unit on, press the power button on the controller once. The unit will not turn on until the power button is pushed.
4. To turn the heat on, press the heat button once. Press again to turn it off. The Wahl Neck & Back Massage Wrap has been designed to provide optimum heat.
5. To change the programs, press the program button. Select from multiple settings by pressing the programs button successively until desired program is found.
6. To turn the unit off, hold the power button for 3 seconds. This unit automatically turns off after 20 minutes.

SERVICE AND REPAIR

This unit has no user-serviceable parts. If you have problems with your massager, **do not return it to store where purchased.** Send it prepaid with a note explaining the problem to:

Wahl Clipper Corporation
Attention: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081
Telephone: (800) 767-9245

For products purchased outside the United States, contact your Wahl distributor.

2

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS AND SAFEGUARDS BEFORE USING.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
4. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
5. Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
6. Carefully examine the covering before each use. Discard the appliance if the covering shows any sign of deterioration, such as checking, blistering, or cracking.
7. Keep Dry – Do not operate in a wet or moist condition.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

1. This appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
2. Do not operate this appliance under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock or injury to persons.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used

3

- by, on, or near children or disabled persons.
4. This massager contains a motor. To avoid risk of injury, it must not be used within six inches of an implantable cardiac device.
5. Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
6. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual.
7. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return to Wahl for examination and repair.
8. Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
9. Keep the cord away from heated surfaces.
10. Never drop or insert any object into any opening on this appliance.
11. Do not use outdoors.
12. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
13. In case of pregnancy, diabetes or illness, consult your physician before using this massage wrap.
14. Do not use massage wrap on:
 - a. Sensitive skin, swollen or inflamed areas, in the presence of poor circulation, where skin eruptions are present.
 - b. The front of the neck.
 - c. Genital areas.
 - d. Sleeping or unconscious persons.
15. Do not use this massage wrap for more than 20 minutes at one time.

4

16. Before you unplug from outlet, hold the power button for 3 seconds to turn OFF and press the heat button to turn OFF, then remove plug from outlet.
17. Do not use on an infant or invalid or on a sleeping or unconscious person. Do not use on insensitive skin or on a person with poor blood circulation. Check the skin in contact with the heated area of the appliance frequently to reduce the risk of blistering.
18. When storing this product, do not crush and avoid sharp folds.

SAVE THESE INSTRUCTIONS For Household Use Only

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Valid in U.S.A. Only

If your Wahl product fails to operate satisfactorily within one (1) year from the date of original purchase or receipt as a gift, Wahl will, at our option, repair or replace it and return it to you FREE OF CHARGE. Please mail your product prepaid to Wahl Clipper Corporation, 3001 Locust Street, Sterling, Illinois 61081, Attention: Repair Department, with a note describing the defect and the date of original purchase or receipt as a gift (if in warranty). Products out of warranty will be repaired at our standard repair charges.

This warranty is void and no repair or replacement will be made under this warranty or otherwise if:

1. The product is modified in any manner or repaired by anyone other than Wahl Clipper Corporation or Wahl authorized service center.
2. The product has been used commercially or subjected to unreasonable use.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state. No other written express warranty is given. Any implied warranty, including any warranty of merchantability which may arise from purchase or use is limited to the years period provided in the express warranty. Some states may not allow such limitation, so it may not apply to you. No responsibility is assumed for incidental or consequential damages of any type or for the use of unauthorized attachments. Some states may not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitation or exclusion may not apply to you.

5

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, se deben seguir siempre ciertas precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y NOTAS DE PRECAUCION ANTES DE UTILIZARLO.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de choque eléctrico:

1. No toque el aparato si se ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
2. No use el aparato mientras se bañe o se lave.
3. No ponga ni guarde el aparato en un lugar donde pueda caerse a la bañera o al lavabo. No lo moje ni deje que se caiga al agua u otros líquidos.
4. Desenchufe siempre este aparato de la red eléctrica inmediatamente después de usarlo y antes de limpiarlo.
5. No utilice insignias ni otro tipo de sujetadores metálicos mientras use este aparato.
6. Examine cuidadosamente la cubierta antes de cada uso. Descarte el aparato si la cubierta muestra signos de deterioro, como marcas, quemaduras o grietas.
7. Mantenga el aparato seco: no utilice en condiciones de humedad.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, sacudidas electrocutación o lesiones personales:

1. Este aparato no debe dejarse solo cuando esté enchufado. Desenchúfelo de la red cuando no se utilice, y antes de poner o quitar piezas.
2. No haga funcionar este aparato debajo de una manta o una almohada. Se puede producir un calor excesivo que puede

causar incendios, sacudidas eléctricas o lesiones personales.

3. Es necesario supervisar con cuidado cuando este aparato sea usado por niños, en niños o cerca de niños o personas incapacitadas físicamente.
4. Esta masajeadora tiene un motor. Para evitar el riesgo de lesiones, no se debe usar en un radio de seis pulgadas de un dispositivo cardíaco implantable.
5. Use con cuidado las superficies calentadas, ya que pueden causar quemaduras graves. No lo use en zonas de piel sensible o de mala circulación. El uso desatendido de calor por parte de menores o personas incapacitadas es peligroso.
6. Use este aparato solamente para la finalidad a la que está destinado, según se describe en este manual.
7. No haga funcionar nunca este aparato si el cordón o el enchufe está dañado, si no funciona bien o si se ha caído o dañado, o se ha mojado.
8. No lleve este aparato colgado del cordón de alimentación ni use el cordón como si fuera un asa.
9. No acerque el cordón a las superficies calientes.
10. No deje caer ni inserte nunca un objeto por cualquiera de las aberturas del aparato.
11. No lo use al aire libre.
12. No opere con productos de aerosol (pulverizador) o en lugares donde se administre oxígeno.
13. En caso de embarazo, diabetes o enfermedad, consulte a su médico antes de utilizar este aparato.
14. No lo use en:
 - a. Zonas de piel sensible, hinchada o inflamada, en casos de mala circulación, en zonas con erupciones.
 - b. Parte delantera del cuello.
 - c. Zonas genitales.
 - d. Personas dormidas o inconscientes.

15. No use este aparato durante más de 20 minutos de una vez.

16. Antes de desconectarlo del tomacorriente, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para APAGARLO y presione el botón de calor para APAGARLO, entonces retire el enchufe del tomacorriente.

17. No utilice en bebés ni personas enfermas, inconscientes o que se encuentran durmiendo. No utilice sobre piel insensible o en una persona con mala circulación sanguínea. Controle con frecuencia la piel que entra en contacto con el área caliente del aparato para reducir el riesgo de quemadura.
18. Cuando guarde este producto, no lo aplaste y evite los dobleces marcados.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Solamente Para Uso Residencial

INSTRUCCIONES DE OPERACION

La almohadilla de masajes para cuello y espalda de Wahl está específicamente diseñada para adaptarse al cuello, hombros y parte superior de la espalda, zonas en las que los usuarios presentan más signos físicos de dolor y tensión. Coloque la almohadilla de masajes para cuello y espalda de manera cómoda sobre sus hombros y asegúrese de que la solapa para el cuello esté en el lugar adecuado. Esta unidad está compensada para que se mantenga en su lugar. Las agarraderas manuales lo ayudan a personalizar la experiencia de masaje.

1. Inserte el conector del adaptador en el enchufe ubicado a la izquierda de la unidad.
2. Enchufe en un tomacorriente de CA de 120 voltios.
3. Para encender la unidad, presione una vez el botón de encendido en el controlador. La unidad no se encenderá hasta que presione el

1

2

3

botón de encendido.

4. Para activar el calor, presione una vez el botón de calor. Presiónelo nuevamente para apagarlo. La almohadilla de masajes para cuello y espalda de Wahl ha sido diseñada para proporcionar calor óptimo.
5. Para cambiar los programas, presione el botón de programas. Seleccione alguna de las distintas configuraciones al presionar el botón de programas sucesivamente hasta encontrar el programa deseado.
6. Para apagar la unidad, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. La unidad se apagará automáticamente después del transcurso de 20 minutos.

LIMPIEZA/GUARDADO

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

Para limpiar, use simplemente un paño blando seco. No lo sumerja en agua ni use limpiadores o disolventes fuertes. Al guardar la unidad, asegúrese de que el cordón no esté retorcido.

SERVICIO Y REPARACIONES

Esta unidad no tiene piezas que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. Si tiene problemas con el aparato, **no lo devuelva a la tienda donde lo compró.** Envíelo previo pago con una nota explicando el problema a:

Wahl Clipper Corporation, Attention: Repair Dept.
3001 Locust Street, Sterling, Illinois 61081
Teléfono: (800) 767-9245

En caso de productos comprados fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con su distribuidor Wahl.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Válida solo en los Estados Unidos

Si su cortadora deja de funcionar satisfactoriamente en el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de compra original o de haberlo recibido como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá gratuitamente. Por favor, envíe su producto con franqueo pagado a Wahl Clipper Corporation, Sterling Illinois 61081, a la atención del Departamento de Reparaciones, con una nota describiendo el defecto y el recibo original compra o el recibo del regalo (si aún está bajo garantía). Los productos cuya garantía no esté vigente, serán reparados conforme a nuestras tarifas normales de reparación. Esta garantía quedará anulada y no se efectuará ninguna reparación o reemplazo en el caso de que:

1. Si el producto se modifica de cualquier manera o es reparado por cualquier otra persona con excepción de Wahl Clipper Corporation o centro de servicio autorizado Wahl.
2. El producto se ha utilizado comercialmente o se ha sujetado al uso desrazonable.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted podrá tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro. No existe otro documento como tal y no se dará ningún otro por escrito. Cualquier otra garantía implícita, incluyendo cualquier garantía mercantil que pueda surgir de la compra de este producto o de su uso, está limitada al período de años mencionado en esta garantía expresa. Es posible que algunos estados no permitan dichas limitaciones, y por tanto puede que esta limitación no sea aplicable a su caso. No se asume ninguna responsabilidad por daños incidentales o daños causados por la utilización inadecuada, o por el uso de accesorios sin autorización del fabricante. Puede que algunos estados no permitan la exclusión o la limitación de daños incidentales o por daños debidos a la utilización inadecuada de este producto, de modo que la exclusión o limitación pueda no ser aplicable a su caso.

4

5

6

